

Kasvomaskin käyttö

Aseta ja poista kasvomaski huolellisesti, jottei viruksella mahdollisesti tahraantunut maski aiheuta tartuntariskiä. Käsittele maskia aina puhtailla käsillä

1. Desinfioi tai pese kätesi huolellisesti saippualla ennen maskin pukemista. Maski puetaan aina puhtain käsin.
2. Aseta maski paikoilleen, niin että muotoiltava osa tulee ylöspäin ja taitokset osoittavat alaspäin.
3. Vedä maskin alareuna leuan alle.
4. Painele maskin yläreuna tiiviiksi nenän päältä ja sivuilta.



Väärin puettu maski:

Maskin tulee peittää myös nenä.
Kaulalla maski likaantuu helposti.



Maskin riisuminen:

1. Desinfioi tai pese kätesi.
1. Poista maski ottamalla kiinni naruista, älä koske maskin ulkopintaa riisumisen yhteydessä.
2. Laita maski pölysyttämättä roskakoriin.
3. Desinfioi tai pese kätesi.

